


Валидированное В Ко Кроличье Моноклональное Антитело Против Цитокератина 8/Krt8 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P05787

Артикул: CM0009462



введение

Валидированное в КО кроличье моноклональное антитело против цитокератина 8/KRT8 человека. Подходит для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами человека и крысы. Для исследований эпителиальной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное в КО] кроличье мАТ против цитокератина 8/KRT8
Примечания/синонимы	K8; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3856
GeneID	3856
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 341-440 цитокератина 8/KRT8 человека (NP_002264.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P05787
Молекулярная масса белка	54 кДа/56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом