

## Валидированный Методом Нокаута (Ko) Поликлональный Антитело Против Ddit4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nx09

Артикул: CM0029641



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок DDIT4 (REDD1), валидированное методом нокаута (KO) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения mTOR-сигналинга, клеточных стрессовых ответов и апоптоза в исследованиях рака и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [Валидировано KO] DDIT4 Кроличье pAb                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | Dig2; REDD1; REDD-1; T4                                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                |
| GeneID                             | 54541                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-232 человеческого белка DDIT4 (NP_061931.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                |
| SWISS-PROT                         | Q9NX09                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 25 кДа                                                                                                                                 |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                      |