


[Ко Подтверждено] Поликлональное Антитело Anti-Dj-1/Park7 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99497

Артикул: CM0013146



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-DJ-1/PARK7, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с DJ-1/PARK7 человека и мыши, многофункциональным сенсором окислительного стресса и дегликазой. Идеально подходит для исследований защиты клеток и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО подтверждено] Кроличье pAb к DJ-1/PARK7
Примечания/синонимы	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; K7
Вид	Человек
GeneID (человек)	11315
GeneID	11315
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-189 человеческого DJ-1/PARK7 (NP_009193.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q99497
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом