

Валидированное На No Поликлональное Антитело Против Dnajb1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P25685

Артикул: CM0025336



введение

Валидированное на NO кроличье поликлональное антитело против DNAJB1 (Hdj1/HSP40). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК и ИФА; перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными белками. Идеально подходит для изучения шаперонов и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на NO] DNAJB1 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B; B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3337
ID гена	3337
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-340 человеческого DNAJB1 (NP_006136.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25685
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом