

[Валидировано Ko] Поликлональные Антитела Против Ebp1/Pa2G4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Артикул: CM0016395



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против EBP1/PA2G4, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований пролиферации клеток, дифференцировки и сигнальных путей ERBB3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] EBP1/PA2G4 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; G4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5036
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-394 человеческого EBP1/PA2G4 (NP_006182.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQ80
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом