

[Валидировано На Ко] Кроличья Поликлональная Антитело Против Ece1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P42892

Артикул: CM0025546



введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против человеческого ECE1, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с ECE1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пути эндотелина-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] ECE1 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	ECE; E1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1889
GeneID	1889
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 670-770 человеческого ECE1 (NP_001388.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42892
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент