

[Ко Валидировано] Кроличья Поликлональная Антитела Против Eef1B2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24534

Артикул: CM0029143



введение

CamelBio поставляет КО-валидированные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок EEF1B2, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. EEF1B2 функционирует как фактор элонгации в биосинтезе белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличьи rAb против EEF1B2
Примечания/Альтернативные названия	EF1B; EEF1B; EEF1B1; B2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1933
GeneID	1933
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-225 человеческого белка EEF1B2 (NP_001032752.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24534
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В термосумке со льдом