

Валидированное Методом Ко Поликлональное Антитело Против Ehmt2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Elisa - Q96Kq7

Артикул: CM0014248



введение

Валидированное методом КО кроличье поликлональное антитело против человеческого EHMT2 (G9a), гистон-H3K9 метилтрансферазы. Предназначено для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ELISA. Идеально для эпигенетических исследований и изучения хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] EHMT2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; T2
Вид	Человек
Gene ID (Human)	10919
Gene ID	10919
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 877-1176 человеческого EHMT2 (NP_079532.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96KQ7
Молекулярная масса белка	132 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом