


[Валидировано На Ко] Кроличье Поликлональное Антитело Против Erbb3/Her3 Для Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Артикул: CM0013264



введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ErbB3/HER3, подходящее для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Иммуноген соответствует С-концевому региону (а. к. 1275-1342). Расчётная масса — 148 кДа. Идеально подходит для исследований рака и эпителиальных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Кроличье поликлональное антитело против ErbB3/HER3
Примечания/синонимы	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; R3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2065
GeneID	2065
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1275-1342 ErbB3/HER3 человека (NP_001973.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекры́стная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P21860
Молекулярная масса белка	148 кДа
Доставка	Пакет со льдом