

[Валидированно Методом Нокаута (Ko)] Поликлональные Кроличьи Антитела Против Esd Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P10768

Артикул: CM0023032



введение

Валидированные методом нокаута (KO) кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ESD (S-формилглутатионгидролаза, эстераза D). Обнаруживают перекрестную реакцию с мышинным белком, подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА в исследованиях метаболизма формальдегида, идеально подходят для изучения путей детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированно KO] ESD Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	FGH; SD
Вид	Человек
ID гена	2098
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–282 человеческого ESD (NP_001975.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10768
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодовой пакет