


[Ко Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело Против Fam38A/Piezo1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92508

Артикул: CM0006655



введение

КО-валидированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на PIEZO1 — механочувствительный ионный канал, участвующий в осознании, сосудистом развитии и клеточной адгезии. Подходит для WB, IHC-P и ELISA; детектирует образцы человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье mAb против FAM38A/PIEZO1
Примечания/Альтернативные названия	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9780
ID гена	9780
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2199-2429 белка PIEZO1 человека (NP_001136336.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92508
Молекулярная масса белка	287 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом