


[KO Валидировано] Кроличья Поликлональная Антитела Против Фасцина/Fscn1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа - Q16658

Артикул: CM0021166



введение

Валидированные методом нокаута (KO) кроличьи поликлональные антитела против человеческого Фасцина (FSCN1) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИФА. Определяют Фасцин человека, мыши, крысы; подходят для исследования актинового цитоскелета и подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидировано] Кроличьи поликлональные антитела против Фасцина/FSCN1
Примечания/Альтернативные названия	HSN; SNL; p55; FAN1; N1
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	6624
Gene ID	6624
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 394-493 человеческого Фасцина/FSCN1 (NP_003079.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16658
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом