


[Валидировано Методом Ко] Кроличья Поликлональная Антитела Против Galectin-3/Lgals3 Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — P17931

Артикул: CM0012853



введение

Кроличья поликлональная антитела, валидированная методом нокаута (KO), против человеческого Galectin-3 (LGALS3). Подходит для ВБ, ИФ/ИХК, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Распознает белок с молекулярной массой 26 кДа. Идеально подходит для исследований в области воспаления и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Galectin 3/LGALS3 кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; S3
Вид	Человек
ID гена (человек)	3958
ID гена	3958
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого Galectin 3/LGALS3 (NP_002297.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17931
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом