

Валидированное На NO Моноклональное Антитело Anti-Gars Для Wb, Elisa - P41250

Артикул: CM0003248



введение

Валидированное на NO кроличье моноклональное антитело против человеческого GARS (глицил-тРНК-синтетазы). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Иммуноген соответствует аминокислотам 640-739 человеческого GARS (P41250).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на NO] GARS кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2617
ID гена	2617
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41250
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом