

Поликлональное Антитело Против Git1, Валидированное На Ко, Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Y2X7

Артикул: CM0020197

введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против GIT1 — белка-скаффолда, участвующего в формировании фокальных адгезий, миграции клеток и синаптических функциях. Подходит для WB, IF/ICC и ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное на КО] кроличье поликлональное антитело против GIT1
Примечания/синонимы	p95-APP1; T1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	28964
Идентификатор гена	28964
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 460-640 человеческого GIT1 (NP_054749.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2X7
Молекулярная масса белка	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом