

[Валидировано Ko] Поликлональные Антитела Против Glod4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Hc38

Артикул: CM0022118



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого GLOD4, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для образцов человека и мыши. Идеальны для исследований белка 4, содержащего глиоксалазный домен, в митохондриях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] pAb кролика против GLOD4
Примечания/Псевдонимы	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; D4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51031
ID гена	51031
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 179-298 человеческого GLOD4 (NP_057164.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HC38
Молек белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом