


Валидированный На Ко Поликлональный Кроличий Антитело Против Глутатионсинтетазы (Gss) Для Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Артикул: CM0018508



введение

Валидированный на КО поликлональный кроличий антитело против человеческой глутатионсинтетазы (GSS). Подходит для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения окислительного стресса и исследований биосинтеза глутатиона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированный на КО] Глутатионсинтетаза (GSS) кроличий rAb
Примечания/Псевдоним	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; S)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2937
GeneID	2937
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 373-474 человеческой глутатионсинтетазы (GSS) (NP_000169.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48637
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Пакет со льдом