

[Валидировано На Ко] Моноклональное Антитело Против Anti-Gsdme (Полная Длина + N-Концевой Фрагмент) Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa — O60443

Артикул: CM0009711



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против [валидированного на KO] GSDME, валидированное для WB, IP, IHC-P и ELISA. Распознаёт человеческий GSDME (DFNA5/ICERE-1) с изоформами массой 11, 35 и 55 кДа. Идеально подходит для исследований пироптоза и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Кроличье моноклональное антитело против GSDME (полная длина + N-концевой фрагмент)
Примечания/синоним	DFNA5; ICERE-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1687
GeneID	1687
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 245-344 человеческого GSDME (полная длина + N-концевой фрагмент) (NP_004394.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O60443
Молекулярная масса белка	11 кДа/35 кДа/55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом