


[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Hadha Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Elisa - P40939

Артикул: CM0006414



введение

Высококачественное [КО Валидированное] кроличье моноклональное антитело anti-HADHA для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Необходимо для исследований митохондриального бета-окисления и метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье поликлональное антитело против HADHA PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	GBP; ECHA; HADH; LCEN; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3030
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 545-763 человеческого белка HADHA (NP_000173.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммунопреципитация (IP), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40939
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	В термосумке со льдом