

[Ко Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело
Против Hdac1 Для Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - Q13547

Артикул: CM0005700



введение

Кроличье моноклональное антитело против HDAC1, валидированное для WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. Подходит для исследований HDAC1 человека и мыши в эпигенетике и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] HDAC1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3065
Иммуноген	Синтетический пептид (aa 393-482 HDAC1 человека, NP_004955.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13547
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом