

[Ко Валидировано] Поликлональное Антитело Против Her2/ErbB2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04626

Артикул: CM0019307



введение

Высококачественное [КО Валидированное] поликлональное антитело кролика против HER2/ErbB2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Нацелено на человеческий HER2/ErbB2, рецепторную тирозинкиназу, сверхэкспрессируемую при многих раковых заболеваниях. Идеально для онкологических исследований и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] HER2/ErbB2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); B2
Вид	Человек
GeneID	2064
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1156-1255 человеческого HER2/ErbB2 (NP_004439.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04626
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом