

[Ко-Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело Против Гексокиназы-1 (Hk1) Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Игх-П, Ифа - P19367

Артикул: CM0002664



введение

КО-валидированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на гексокиназу-1 человека (HK1, P19367). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Поддерживает исследования гликолиза, метаболизма и изучение врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] HK1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; K1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3098
GeneID	3098
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 гексокиназы-1 человека (P19367).)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19367
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом