

Валико Validated Anti-Hexokinase II Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P52789

Артикул: CM0007708



введение

Валированная на КО кроличья моноклональная антитело против гексокиназы II для вестерн-блоттинга и ИФА; обнаруживает человеческую, мышиную и крысиную гексокиназу II (102 кДа). Идеально подходит для изучения гликолиза и митохондриального апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валировано на КО] Гексокиназа II кролика mAb
Примечания/Псевдоним	HKII; HXK2; II
Вид	Человек
GeneID (человек)	3099
GeneID	3099
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческой гексокиназы II (NP_000180.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52789
Молекулярный вес белка	102kDa
Доставка	Ледяной пакет