


[Валидация Ko] Поликлональные Антитела Против Hira Для ВБ, Игх-П, Ифа - P54198

Артикул: CM0030591



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HIRA (TUP1/DGCR1), валидированные методом нокаута генов (KO) для применения в ВБ, ИГХ-П и ИФА. Подходят для исследования сборки хроматина, сенесценции и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] HIRA кроличьи пАТ
Примечания/Синонимы	TUP1; DGCR1; TUPLE1; RA
Вид	Человек
ID гена (человек)	7290
ID гена	7290
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 250-550 человеческого HIRA (NP_003316.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P54198
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом