


Поликлональное Кроличье Антитело Против Гистона H1.0, Валидированное Методом Ко, Для Вб, Игк-П, Ифа — P07305

Артикул: CM0029985



введение

Поликлональное кроличье антитело против гистона H1.0, валидированное методом КО, для вестерн-блоттинга, ИГК-П и ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований хроматина, регуляции генов и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное КО] Поликлональное кроличье антитело к гистону H1.0
Примечания/Альтернативные названия	H10; H1.0; H1F0; H1FV; .0
Вид	Человек
ИД гена	3005
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-105 человеческого H1F0 (NP_005309.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07305
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	С пакетом льда