


[Валидация На Нокаутных Линиях] Поликлональные Антитела Против Гистона H2A.z Для Вестерн-Блота И Ифа - P0C0S5

Артикул: CM0029776



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому гистону H2A.Z, валидированные на нокаутных линиях для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными аналогами белка. Иммуноген: рекомбинантный белок (остатки 1-128). Молекулярная масса ~13 кДа. Идеально подходят для исследований в области биологии хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация на нокаутных линиях] Кроличьи поликлональные антитела к гистону H2A.Z
Примечания/алиасы	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Вид антитела	Человеческий
ИД гена (человек)	H2A
ИД гена	3015
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 1-128 человеческого H2AFZ (NP_002097.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0C0S5
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	С холодоэлементом