


Валидированное На Ко Кроличье Поликлональное Антитело Против Hmgb1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P09429

Артикул: CM0029892



введение

CamelBio предлагает валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против HMGB1 (P09429) для вестерн-блоттинга , IHC-P и ELISA. Распознает HMGB1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований DAMP и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] HMGB1 кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; HMGB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3146
GeneID	3146
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-168 HMGB1 человека (NP_002119.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09429
Молекулярный вес белка	25 кДа
Доставка	Сумка со льдом