

[Валидировано На Нокаутной Модели] Кроличье Поликлональное Антитело Против Hnrnp E1/Pcbrp1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q15365

Артикул: CM0018959



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий hnRNP E1/PCBP1, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Подходит для образцов человека, мыши и крысы; молекулярная масса составляет 37 кДа. Идеально подходит для изучения функций РНК-связывающих белков, эритропоэза и механизмов вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано на нокаутной модели] Кроличье поликлональное антитело к hnRNP E1/PCBP1
Примечания/синонимы	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; P1
Вид	Человек
Идентификатор гена	5093
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15365
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом