

[Подтверждено Методом Ko] Поликлональное Кроличье Антитело Против Hnrnpa2B1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Артикул: CM0013846



введение

[Подтверждено методом KO]
Поликлональное кроличье антитело против HNRNPA2B1 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Определяет белок у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии РНК и теломер. - P22626

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Подтверждено методом KO] Кроличье поликлональное антитело к HNRNPA2B1
Примечания/синонимы	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3181
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого HNRNPA2B1 (NP_112533.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22626
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом