


[Валидировано KO] Поликлональное Кроличье Антитело Против Hprt1 Для Вб, Ифа - P00492

Артикул: CM0028117



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на HPRT1, валидированное для нокаутных приложений. Подходит для ВБ и ИФА в образцах человека, мыши и крысы, поддерживает исследования пути салура пурина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	[Валидировано KO] HPRT1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HPRT; HGPRT; T1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3251
GeneID	3251
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-218 человеческого HPRT1 (NP_000185.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00492
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С ледяным пакетом