

[Валидировано На Ко] Моноклональное Антитело Против Hsp90A Для Wb, Elisa - P07900

Артикул: CM0011650



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Hsp90α, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований шаперонной биологии, трансдукции сигнала и воспалительного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Hsp90α кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p
Вид	Человек
ID гена	3320
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 433-732 человеческого Hsp90α (NP_005339.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07900
Молекулярный вес белка	84кДа/98кДа
Доставка	Сумка со льдом