


[KO Validated] Поликлональные Антитела Кролика К Hsp90В Для Wb, If/Icc, Elisa - P08238

Артикул: CM0019332



введение

Поликлональные антитела кролика к человеческому Hsp90β (HSP90AB1), валидированные для KO, подходят для методов WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши, крысы, обезьяны. Молекулярный шаперон, участвующий в фолдинге белков и передаче клеточных сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Hsp90β Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0β
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3326
GeneID	3326
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	P08238
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом