

[Валидировано На Ко] Кроличья Поликлональная Антитело Против Idh1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If/Icc, Ip, Elisa - 075874

Артикул: CM0013137



введение

[Валидировано на КО] кроличья поликлональная антитело против человеческого IDH1, подходящее для приложений WB, IF/ICC, IP и ELISA. Обнаруживает IDH1 в образцах человека, мыши и крысы, нацеливаясь на цитоплазматическую NADP-зависимую изоцитратдегидрогеназу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] IDH1 кроличья rAb
Примечания/Псевдоним	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; H1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3417
GeneID	3417
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-414 человеческого IDH1 (NP_005887.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075874
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом