


[Валидировано Ko] Моноклональное Антитело Против Impdh2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P12268

Артикул: CM0008005



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IMPDH2, валидированное методом нокаута (KO), подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает IMPDH2 человека, мыши и крысы; является ключевым реагентом для исследования нуклеотидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличье моноклональное антитело против IMPDH2
Примечания/Альтернативные названия	IMPD2; IMPDH-II; H2
Вид реагента	Человек
GeneID	3615
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 100–300 человеческого IMPDH2 (P12268)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12268
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет