


[Валидировано На KO] Кроличья Поликлональная Антитело K Ing5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q8Wuh8

Артикул: CM0029343



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ING5, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Подходит для исследований ацетилирования хроматина, клеточного цикла и апоптоза. Реагирует перекрестно с человеческим образцом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] ING5 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	p28ING5; G5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84289
GeneID	84289
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ING5 (NP_115705.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WUH8
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент