

Валидированная На Нокауте Кроличья Поликлональная Антитело Против Инсулин-Деградирующего Фермента (Ide) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Игх-П (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P14735

Артикул: CM0022841



введение

Валидированное на нокауте кроличье поликлональное антитело против IDE, подходящее для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для изучения деградации инсулина, диабета и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] Инсулин-деградирующий фермент (IDE) Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	INSULYSIN
Вид	Человек
ID гена	3416
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого инсулин-деградирующего фермента (IDE) (NP_004960.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P14735
Молекулярный вес белка	118 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент