

[Валидировано KO] Поликлональное Кроличье Антитело К Ipo4 Для Wb, Elisa — Q8Tex9

Артикул: CM0019615



введение

Валидированное KO поликлональное кроличье антитело, нацеленное на импортин-4 человека (IPO4), для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Ключевой реагент для изучения ядерного транспорта гистонов, VDR и вирусных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличье поликлональное антитело к IPO4
Примечания/синонимы	Imp4; O4
Вид	Человек
GeneID	79711 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 728–1081 человеческого IPO4 (NP_078934.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TEX9
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом