

[Валидировано KO] Моноклональное Кроличье Антитело Против Irf3 Для ВБ - Q14653

Артикул: CM0002222



введение

Валидированное КО моноклональное кроличье антитело, направленное против регуляторного фактора интерферона 3 (IRF3). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагирует с белком IRF3 человека и мыши. Идеально подходит для исследований врожденного иммунного ответа и противовирусных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] IRF3 Кроличье МАТ
Примечания/псевдонимы	IIAE7; F3
Вид	Человек
ID гена	3661
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50–150 человеческого IRF3 (Q14653).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14653
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Айс-пак