

[Валидировано На Ко] Поликлональные Антитела Против Irf9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q00978

Артикул: CM0021460

введение

Валидированные на нокауте (KO) кролиčky поликлональные антитела, направленные против человеческого IRF9 (ISGF3γ), подходящие для WB и ELISA. Обнаружение транскрипционного фактора массой 44 кДа, играющего ключевую роль в противовирусной сигнализации интерферона I типа. Для исследований врожденного иммунитета и комплекса ISGF3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Кролиčky pAb против IRF9
Примечания/Псевдонимы	p48; IRF-9; ISGF3; ISGF3G; F9
Вид	Человек
ID гена	10379
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 113-255 человеческого IRF9 (NP_006075.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q00978
Молекулярная масса белка	44kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент