

Валидированные На Нокауте Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Jak2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60674

Артикул: CM0030026



введение

Валидированные на нокауте кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого JAK2, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения трансдукции сигнала, регуляции хроматина и цитокиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] JAK2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	JTK10; JAK2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3717
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 933-1132 человеческого JAK2 (NP_004963.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60674
Молекулярный вес белка	131 кДа
Доставка	С ледяным пакетом