


## [Валидация По Ко] Моноклональное Антитело Кролика Против Keap1 (Inrf2/Klhl19) - Q14145

Артикул: CM0009101



### введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против KEAP1 (INrf2/KLHL19) для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Подходит для человека, мыши, крысы. Ключевой сенсор окислительного стресса; адаптер E3 убиквитин-лигазы для деградации NRF2.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [Валидация по КО] Кроличье мАб против KEAP1                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | INrf2, KLHL19                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                              |
| GeneID (человек)                   | 9817                                                                                 |
| GeneID                             | 9817                                                                                 |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид в области аминокислот 525-624 человеческого KEAP1 (NP_036421.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                               |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                              |
| Применение                         | ВБ, ИФ/ИКК, ИФА                                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Человек, мышь, крыса                                                                 |
| SWISS                              | Q14145                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 70 кДа                                                                               |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                    |