

[Валидировано Ko] Моноклональное Антитело Против Ki67 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Mihc, Elisa — P46013

Артикул: CM0002758



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому Ki67 — маркеру пролиферации. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), мультиплексной иммуногистохимии (mIHC) и ИФА (ELISA). Реагирует перекрестно с мышиным и крысиным Ki67. Подходит для исследования клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Ki67 кроличье мАнт
Примечания/Альтернативные названия	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	4288
GeneID	4288
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1200-1300 человеческого Ki67 (NP_002408.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46013
Молекулярная масса белка	359 кДа
Доставка	Холодильный пакет