

Валидированное Ко Поликлональное Антитело Против Kmt5C Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Y97

Артикул: CM0023237



введение

Валидированное КО поликлональное антитело против KMT5C, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека и мыши. Нацелено на гистон-метилтрансферазу KMT5C (SUV420H2) для исследований регуляции хроматина и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] KMT5C Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SUV420H2; Suv4-20h2; 5C
Вид	Человек
GeneID (человек)	84787
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 белка KMT5C человека (NP_116090.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86Y97
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом