

Валидированное С Помощью Ко Кроличье Поликлональное Антитело Против Kras Для Wb, If/Icc, Elisa — P01116

Артикул: CM0017525



введение

Валидированное с помощью КО кроличье поликлональное антитело против KRAS для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на ГТФазу KRas, ключевой передатчик сигнала в пути Ras-MAPK. Подходит для исследований рака и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное с помощью КО] кроличье поликлональное антитело против KRAS
Примечания/синонимы	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Вид	Человек
GeneID (человек)	3845
GeneID	3845
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-188 человеческого KRAS (NP_203524.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01116
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом