


Валидированное На Ко Кроличье Моноклональное Антитело Против Лактатдегидрогеназы B/Ldh-B Для Wb, Ihc-P, Elisa - P07195

Артикул: CM0008552



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против Лактатдегидрогеназы B/LDH-B для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для изучения гликолиза сердечной мышцы. Поставляется CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Лактатдегидрогеназа B/LDH-B кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281
Вид	Человек
ID гена	3945
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-93 человеческого LDHB (NP_002291.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07195
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом