

Подтвержденное Методом Ко Мышиное Моноклональное Антитело К Lamin A/C Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P02545

Артикул: CM0008599



введение

Подтвержденное методом КО мышиное моноклональное антитело к Lamin A/C для WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA. Определяет lamin A/C в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ядерной ламины, ламинопатий и клеточного старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Подтверждено методом КО] Мышиное моноклональное антитело к Lamin A/C
Примечания/синонимы	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B
Вид	Человек
GeneID	4000
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 403-572 человеческого Lamin A/C (NP_733821.1).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02545
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом