

[Валидация KO] Кроличья Поликлональная Антитела Против Lamin A/C Для ВБ, Игс-П, Иф/Икк, Ип, Ифа - P02545

Артикул: CM0024355



введение

Валидированная методом нокаута (КО) кроличья поликлональная антитела против Lamin A/C (P02545). Валидирована для применения в ВБ, ИГС-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ядерной пластинки и ламинопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] Lamin A/C кроличья пАт
Примечания/синонимы	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Вид	Человек
ID гена (человек)	4000
ID гена	4000
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 403-572 человеческого Lamin A/C (NP_733821.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГС-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02545
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодильный пакет