

Валидированное По Нокауту Поликлональное Антитело Кролика Против Ламинина Бета-1, Для Вестерн-Блота И Ифа - P07942

Артикул: CM0024115



введение

Поликлональное антитело кролика против ламинина бета-1, валидированное по нокауту (KO), подходит для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с ламинином бета-1 человека и мыши — ключевым белком базальной мембраны, участвующим в клеточной адгезии и организации тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по KO] Поликлональное антитело кролика против ламинина бета 1
Примечания/Альтернативные названия	CLM, LIS5, 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3912
ID гена	3912
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1467-1786 ламинина бета 1 человека (NP_002282.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07942
Молекулярная масса белка	198 кДа
Доставка	Сумка-холодильник