

[Валидация Ko] Кроличье Моноклональное Антитело Против Lamp2 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P13473

Артикул: CM0003230



введение

Кроличье моноклональное антитело против LAMP2 с валидацией КО для WB, ИНС-Р, ИФА. Обнаруживает LAMP2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований аутофагии, биогенеза лизосом и болезни Данона. UniProt P13473.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация КО] Кроличье моноклональное антитело против LAMP2
Примечания/алиасы	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3920
ID гена	3920
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 311-410 LAMP2 человека (P13473).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13473
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	С холодоэлементом