

[Валидация Ko] Кроличья Моноклональная Антитела Против Lamp2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa — P13473

Артикул: CM0012170



введение

Высокоспецифичная кроличья моноклональная антитела против LAMP2, валидированная методом нокаута (KO), подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, FC и ELISA. Идеально подходит для исследования биогенеза лизосом, аутофагии и лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] LAMP2 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	3920
ID гена	3920
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-375 человеческого LAMP2 (NP_002285.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (внутриклеточный), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13473
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Аккумулятор холода